

# PRODUKTDATENBLATT



FIXIERHOSEN

SENI FIX COMFORT



## I. BESCHREIBUNG

Die Höschen SENI Fix Comfort sind geeignet zur Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen und Inkontinenzeinlagen. Gleichmäßig dichte und nahtlose Struktur. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch: bis 100-mal (+/- 20) waschbar, bei der Temperatur von 60°C.

## II. INHALTSTOFFE

Polyester (97%), Elastan (3%)

## III. EIGENSCHAFTEN\*

Größe	Gewicht [g]*	Länge [mm]**	Breite [mm]**	Taillenumfang [cm]	Oberschenkelumfang [cm]
Small	18,5	190	240	65-105	40-60
Medium	20,5	210	260	70-120	45-65
Large	22,0	240	280	75-130	50-70
X-Large	23,5	260	290	80-145	55-80
2X-Large	29,0	280	310	85-155	60-85
3X-Large	39,0	350	380	120-175	80-100
4X-Large	45,0	380	420	140-185	85-105

\* Abweichung +/- 2 g; für die Größen 3X-Large, 4X-Large +/- 2,5 g

\*\* Abweichung: +/- 20 mm; für die Größe 3X-Large, 4X-Large +/- 25 mm

## IV. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Small	SE-092-SM05-003	5	20	60	Karton
Medium	SE-092-ME05-003	5	20	60	Karton
Large	SE-092-LA05-003	5	20	60	Karton

X-Large	SE-092-XL05-003	5	20	48	Karton
2X-Large	SE-092-2X05-003	5	20	48	Karton
3X-Large	SE-092-3X05-003	5	20	24	Karton
4X-Large	SE-092-4X05-003	5	20	24	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

## V. AUFBEWAHRUNG

Es wird empfohlen, die Fixierhosen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung zu lagern. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

## VI. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt  
von:

Monika Landratkiewicz, R&D Specialist  
Technologe



Tomasz Przybylski  
Authorized Prxy / Deputy Director of Production an  
Innovation

Ausgestellt am 20.03.2020