


PRODUKTDATENBLATT



FIXIERHOSEN

SENI FIX COMFORT



I. BESCHREIBUNG

Die Höschen SENI Fix Comfort sind geeignet zur Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen und Inkontinenzeinlagen. Gleichmäßig dichte und nahtlose Struktur. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch: bis 100-mal (+/- 20) waschbar, bei der Temperatur von 60°C.

II. INHALTSTOFFE

Polyester (97%), Elastan (3%)

III. EIGENSCHAFTEN*

Größe	Gewicht [g]*	Länge [mm]**	Breite [mm]**	Taillenumfang [cm]	Oberschenkelumfang [cm]
Small	18,5	190	240	65-105	40-60
Medium	20,5	210	260	70-120	45-65
Large	22,0	240	280	75-130	50-70
X-Large	23,5	260	290	80-145	55-80
2X-Large	29,0	280	310	85-155	60-85
3X-Large	39,0	350	380	120-175	80-100
4X-Large	45,0	380	420	140-185	85-105

* Abweichung +/- 2 g; für die Größen 3X-Large, 4X-Large +/- 2,5 g

** Abweichung: +/- 20 mm; für die Größe 3X-Large, 4X-Large +/- 25 mm

IV. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Small	SE-092-SM05-003	5	20	60	Karton
Medium	SE-092-ME05-003	5	20	60	Karton
Large	SE-092-LA05-003	5	20	60	Karton

X-Large	SE-092-XL05-003	5	20	48	Karton
2X-Large	SE-092-2X05-003	5	20	48	Karton
3X-Large	SE-092-3X05-003	5	20	24	Karton
4X-Large	SE-092-4X05-003	5	20	24	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

V. AUFBEWAHRUNG

Es wird empfohlen, die Fixierhosen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung zu lagern. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

VI. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt
von:

Monika Landratkiewicz, R&D Specialist
Technologe



Tomasz Przybylski
Authorized Prxy / Deputy Director of Production an
Innovation

Ausgestellt am 20.03.2020