

# PRODUKTDATENBLATT



FIXIERHOSEN

SENI FIX Soft



## I. BESCHREIBUNG

Die Höschen SENI Fix Soft sind geeignet zur Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen und Inkontinenzeinlagen. Gleichmäßig dichte und nahtlose Struktur. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch: bis 50-mal (+/- 10) waschbar, bei der Temperatur von 60°C.

## II. INHALTSTOFFE

Polyester (96%), Elastan (4%) Die Höschen enthalten kein Latex oder Naturkautschuk.

## III. EIGENSCHAFTEN\*

Größe	Gewicht [g]*	Länge [mm]**	Breite [mm]**	Taillenumfang [cm]	Oberschenkelumfang [cm]
Medium	17,5	230	250	75-115	45-65
Large	19,0	250	270	85-125	50-70
X-Large	20,5	270	285	100-140	55-75
2X-Large	22,0	290	300	110-150	60-80

\* Abweichung +/- 2 g

\*\* Abweichung: +/- 20 mm

## IV. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Medium	SE-092-ME25-FS1	25	4	80	Karton
Large	SE-092-LA25-FS1	25	4	80	Karton
X-Large	SE-092-XL25-FS1	25	4	72	Karton
2X-Large	SE-092-2X25-FS1	25	4	64	Karton

---

Die Europalette 1200 x 800mm, mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

---

## V. AUFBEWAHRUNG

---

Es wird empfohlen, die Fixierhosen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung zu lagern. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

---

## VI. ANDERE

---

Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung, Klasse I

Die Produkte fallen unter den Öko-Tex Standard 100, Klasse II

**Haltbarkeit: 60 Monate.**

---

### Ausgestellt

von:

Monika Landratkiewicz, R&D Specialist  
Technologe

Tomasz Przybylski  
Deputy Director of Production and Innovation of TZMO  
Group

---

Ausgestellt am 01.11.2021

---