

PRODUKTDATENBLATT



FIXIERHOSEN

SENI FIX Soft



I. BESCHREIBUNG

Die Höschen SENI Fix Soft sind geeignet zur Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen und Inkontinenzeinlagen. Gleichmäßig dichte und nahtlose Struktur. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch: bis 50-mal (+/- 10) waschbar, bei der Temperatur von 60°C.

II. INHALTSTOFFE

Polyester (96%), Elastan (4%) Die Höschen enthalten kein Latex oder Naturkautschuk.

III. EIGENSCHAFTEN*

Größe	Gewicht [g]*	Länge [mm]**	Breite [mm]**	Taillenumfang [cm]	Oberschenkelumfang [cm]
Medium	17,5	230	250	75-115	45-65
Large	19,0	250	270	85-125	50-70
X-Large	20,5	270	285	100-140	55-75
2X-Large	22,0	290	300	110-150	60-80

* Abweichung +/- 2 g

** Abweichung: +/- 20 mm

IV. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Medium	SE-092-ME25-FS1	25	4	80	Karton
Large	SE-092-LA25-FS1	25	4	80	Karton
X-Large	SE-092-XL25-FS1	25	4	72	Karton
2X-Large	SE-092-2X25-FS1	25	4	64	Karton

Die Europalette 1200 x 800mm, mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

V. AUFBEWAHRUNG

Es wird empfohlen, die Fixierhosen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung zu lagern. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

VI. ANDERE

Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung, Klasse I
Die Produkte fallen unter den Öko-Tex Standard 100, Klasse II
Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt

von:

Monika Landratkiewicz, R&D Specialist
Technologe

Tomasz Przybylski
Deputy Director of Production and Innovation of TZMO
Group

Ausgestellt am 01.11.2021
