

Doyen RF90

Flüssiger Reiniger für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, alkalisch

Anwendung/ Dosierung

- > **Doyen RF90** ist nur für gewerbliche Anwendungen
- > Einsetzbar bei folgender Wasserhärte: alle

Dosierung: 1,0 – 5,0 ml / l

- > Die Dosierung erfolgt automatisch
- > Anwendung nur durch Fachpersonal

Produkteigenschaften

- > Reinigt intensiv
- > Löst hartnäckige Verschmutzungen
- > Vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel
- > Erfüllt die Anforderung der Richtlinien 93/42/EWG, Anhang I über Medizinprodukt

Einsatzbereich

- > Besonders für Reinigungs- und Desinfektionsgeräten geeignet

Wichtige Hinweise

- > Nicht mit anderen Produkten mischen, Produkt nicht in andere Behältnisse umfüllen
- > Behälter, Leitungen und Dosiergeräte sind vor einem Produktwechsel mit Wasser zu spülen
- > Die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers ist zu beachten

Doyen RF90

Flüssiger Reiniger für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, alkalisch

Technische Daten

- > Farbe farblose Flüssigkeit
- > Dichte..... 1,3 g/ml
- > pH-Wert 14
- > Lagerfähigkeit..... Siehe Aufdruck auf dem Etikett
- > Lagerbedingungen.... Zwischen -10 und 30°C


Inhaltsstoffe

- Inhaltsstoffe gemäß Detergenzienverordnung:
5 – 15 % Phosphonate
- > Chlor: nein
 - > Phosphat: nein
 - > NTA: nein

Restentleerung/ Entsorgung

- > Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden
- > Informationen zur Entsorgung von Produktresten können Sie dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt entnehmen

Verkaufseinheiten



Kanister 5 l
Art.-Nr.: 2000472



Kanister 12 kg
Art.-Nr.: 2001483

Gefahrenhinweise/ Umweltaspekte



Nähere Informationen entnehmen Sie den aktuellen EG Sicherheitsdatenblättern.
Diese finden Sie auf www.etol.de

