

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MyClean® DS OA

Schnelldesinfektion ohne Alkohol



- Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion auf wischbeständigen Oberflächen (auch Acrylglas)
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, fungizid
- Wirkt begrenzt viruzid (HBV, HIV, Vaccinia, BVDV(HCV), Influenza/Grippe-Viren)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Gute Reinigungsleistung
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas

**Anwendung:** Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar, insbesondere für empfindliche Oberflächen wie Acrylglas geeignet.

**Ausführungen:** **MyClean-DS Schnelldesinfektion ohne Alkohol**

Artikelbeschreibung / Article Description	Duft / Aroma	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Schnelldesinfektion ohne Alkohol rapid disinfection without alcohol	Neutral / neutral	1L	79613	4046153116164	10305769	12
Schnelldesinfektion ohne Alkohol rapid disinfection without alcohol	Neutral / neutral	10L	79614	4046153116188	10305781	1

**Einwirkzeiten:**


Bakterizid, fungizid gemäß Gutachten nach DGHM, sowie wirksam gegen alle behüllten Viren und SV40:	konz. - 1 Min.
--	----------------

**Zusammensetzung:** 100g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 0,2g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid, 0,64g Didecyldimethylammoniumchlorid

**Qualitätssicherung:** MPG, Richtlinie 93/42/EWG / VAH  
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

**Verwendbarkeit:** 3 Jahre

**Symbole:**



MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-DS-Schnelldesinfektion-OA-20140325