

# PRODUKTDATENBLATT



FIXIERHOSEN

SENI FIX PLUS



## I. BESCHREIBUNG

Die Höschen SENI Fix Plus sind geeignet zur Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen und Inkontinenzeinlagen. Gestreifte Struktur mit Seitennähten. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch: bis 25-mal (+/- 5) waschbar, bei der Temperatur von 60°C.

## II. INHALTSTOFFE

Polyester (87%), Elastan (13%)

## III. EIGENSCHAFTEN\*

Größe	Gewicht [g]*	Länge [mm]**	Breite [mm]***	Taillenumfang [cm]	Oberschenkelumfang [cm]
Medium	12,3	180	250	70-130	45-60
Large	14,0	180	285	80-140	55-65
X-Large	15,2	180	310	90-150	60-75
XX-Large	16,4	185	335	100-160	70-80

\* Abweichung +/- 1 g;

\*\* Abweichung: +/- 20 mm

\*\*\* Abweichung: +/- 25mm

## IV. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Medium	SE-092-ME05-001	5	100	16	Karton
Large	SE-092-LA05-001	5	100	16	Karton
X-Large	SE-092-XL05-001	5	100	16	Karton
XX-Large	SE-092-2X05-001	5	100	16	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

---

## V. AUFBEWAHRUNG

---

Fixierhosen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

---

## VI. ANDERE

---

Haltbarkeit: 60 Monate.

---

### Ausgestellt

von:

Monika Landratkiewicz, R&D Specialist  
Technologe

Monika Landratkiewicz  
Landratkiewicz  
Technolog

Tomasz Przybylski  
Authorized Prxy / Deputy Director of Production and  
Innovation

---

Ausgestellt am 20.03.2020

---