

# PRODUKTDATENBLATT



INKONTINENZHOSEN

SENI CLASSIC PLUS



## I. BESCHREIBUNG

Inkontinenzhose für Menschen mit mittlerer bis schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz. Zwei anatomisch geformte Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz nach außen gerichtet. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Vier Klebeklettverschlüsse wiederverschließbar. Nässeindikator - die Anzeige ändert sich von Gelb auf Grün, beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Atmungsaktive Außenschicht mittlerem Bereich. Vlies im Hüftbereich.

## II. INHALTSSTOFFE

Zellstoff, Superabsorber, weiße, atmungsaktive Außenschicht mit zwei lila Streifen, hydrophob-hydrophiles Obervlies, hydrophobes Vlies, hygienisches Tissuepapier, elastisches Garn im Schrittbereich, Tinte, Klebeklettverschlüsse, Klebstoffe, natürlicher Grüntee- Extrakt.

## III. GRÖßE\*

Größe	Länge [mm]	Länge Saugkern [mm]		Breite Saugkern [mm]	Breite [mm]	Tailenumfang [cm]
		Oben	unten			
Small	720	370	580	520	250-150-250	55-80
Medium	830	400	690	640	260-160-260	75-110
Large	970	490	820	790	280-160-280	100-150
Extra Large	970	490	820	860	280-160-280	130-170

## IV. EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Gewicht [g] minimum	Saugstärke [g] min. (nach ISO 11948-1)	Retention [g] (nach NAFC)
Small	78,8	2000	630
Medium	114,9	2800	790
Large	136,8	3100	920
Extra Large	136,8	3100	920

## V. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Small	SE-094-SM30-SC2	30	3	28	Karton
Medium	SE-094-ME30-CP2	30	3	24	Karton
Large	SE-094-LA30-SC2	30	3	18	Karton
Extra Large	SE-094-XL30-SC2	30	3	18	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

## VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzhosen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

## VII. ANDERE

Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung, Klasse I

**Haltbarkeit: 60 Monate.**

**Ausgestellt**

**von:**

Aleksandra Anklewicz,,  
Technologist

Tomasz Przybylski,  
Production and R&D Director of TZMO Group

Ausgestellt am 03.03.2021