



Epicare 5 AB

ANTIMIKROBIELLE WASCHLOTION

Sauber

- ▲ Ideal für den Einsatz im institutionellen Bereich und öffentlichen Einrichtungen, z. B. in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben und Pflegeeinrichtungen
- ▲ QAV-freie Formulierung

Effizient

- ▲ Hygienische Handwaschlotion gemäß EN 1499
- ▲ Geprüft gemäß VAH-Richtlinien (60 Sek.)
- ▲ Einfache und schnelle Dosierung mit Ecolab-Dosierspender

Sicher

- ▲ Durch seine hautschonende und feuchtigkeitsspendende Wirkung besonders für die häufige Anwendung geeignet
- ▲ Bietet ein breites Wirkungsspektrum zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und Vermeidung von Kreuzkontamination
- ▲ Dermatologisch getestet



Anwendungshinweise



1. Anwendungshinweise auf Reinigungsplan und Produktetikett beachten.



2. Hände mit klarem Wasser befeuchten.



3. Mindestens zwei Mal pumpen, um 2 bis 3 ml Waschlotion auf die Hände zu geben.



4. Hände gemäß EN-Norm einreiben. Die Waschbewegung 30 Sek. lang fortsetzen um eine bakterizide Wirkung zu erzielen. Für 60 Sek. fortsetzen, um eine hefeabtötende Wirkung sowie eine Wirkung gegen behüllte Viren zu erzielen.



5. Mit Leitungswasser abspülen.



6. Hände mit einem sauberen Handtuch oder Papiertuch abtrocknen.

Effizienztable

Hygienische Handwaschlotion gemäß EN 1499 / Bakterizid	2 ml/30 Sek.
Bakterizid gemäß DIN EN 1276 & EN 13727	30 Sek.
Levurozid gemäß DIN EN 1650 & EN 13624	60 Sek.
EN 14476 (behüllte Viren)	60 Sek.

Besondere Hinweise

- ▲ Wirkstoff: 100 g Flüssigkeit enthalten: 2 g D-Gluconsäure, Verbindung mit N,N'-Bis(4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1) (CHDG)
- ▲ Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Etikett- und Produktinformationen lesen.
- ▲ Überprüfen, dass das Seifen-Dosiergerät auf die erforderliche Dosierung eingestellt ist.
- ▲ **Nur für den professionellen Gebrauch.**

Sicherheitshinweise

- ▲ Nicht mit anderen Produkten mischen.
- ▲ Verpackung nur vollständig restentleert und verschlossen entsorgen. Produktrückstände: siehe Sicherheitsdatenblatt.
- ▲ Informationen und Gefahrenhinweise auf Produktetikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerbedingungen

- ▲ Nur im geschlossenen Originalgebinde zwischen 5 °C und 25 °C lagern.

Verpackungseinheit

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Verpackungseinheit
Epicare 5 AB	9109590	6 x 500 ml
Epicare 5 AB	9109570	6 x 1 l
Epicare 5 AB	9110230	2 x 5 l

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Germany
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
Tel.: +49 (0)2173-599-1900