



HÄNDE-/ HAUT-
REINIGUNG/PFLEGE

Wasa®- Reinigungsschaum Mousse

Treibgasfreier Hautreinigungs- und Pflegeschaum
Geruchsbindend

Mousse nettoyante et soignante sans
gaz propulseur
Désodorisante



Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Wasa®-Reinigungsschaum

INGREDIENTS

Aqua, Alcohol Denat., Sodium Laureth Sulfate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Dimethyl Urea, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Dibutyl Adipate, Disodium Cocoamphodiacetate, Sorbic Acid, Farnesol, Parfum, Potassium Hydroxide

EIGENSCHAFTEN

- Wasa®-Reinigungsschaum ist ein leicht sauer eingestellter Reinigungsschaum mit parentif wirkender Reinigungskraft. Dadurch ist das Präparat für alle Hauttypen geeignet und ekzematöse, infektiöse Hautkrankheiten und Wundliegen werden weitgehend verhindert.
- Erhält den natürlichen Säureschutzmantel der Haut bei jedem Hauttyp.
- Pflegt und schützt die Haut durch rückfettende und rückfeuchttende Substanzen.
- Geruchsbindend – desodoriert.
- Reinigt mild, auch ohne Gebrauch von Wasser.
- Unabhängig von Spender und Wasser, daher jederzeit und überall einsetzbar.
- Umweltschonend, da
 - ohne Treibgas
 - alle Inhaltsstoffe biologisch abbaubar sind
 - äußerst sparsamer Verbrauch von reinigungsaktiven Substanzen
 - die Verpackung aus problemlos entsorgbarem Material ist

ANWENDUNGSGBIETE

- Zur Reinigung beschmutzter Hautpartien (z. B. bei Inkontinenz, Anus Praeter usw.), aber auch zur normalen Reinigung von Händen und Haut.
- Bei seifenempfindlicher, rissiger und spröder Haut.
- Zur Betagten- und Gebrechlichenpflege, zur Decubitus-Prophylaxe.
- Zur Säuglings- und Kinderpflege.

ART DER ANWENDUNG

Wasa®-Reinigungsschaum wird direkt oder über ein Tuch auf die zu reinigende Haut aufgebracht. Der Schaum wirkt ein und löst den Schmutz nach kurzer Zeit ab. Mit einem weichen, evtl. feuchten Einmaltuch den gelösten Schmutz abwischen, dann abtrocknen. Wasa®-Reinigungsschaum kann auch wie eine normale Waschlotion mit Wasser verwendet werden. Bei Bedarf mit einer nichtfettenden Creme (z. B. Majola®- H5-Creme) nachcremen.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

18 x 200 ml-Flasche mit Schaumkopf
2 x 5 Liter-Kanister

Art.-Nr. 1835
Art.-Nr. 4825

Mode d'emploi

A lire attentivement!

Wasa®-Mousse – pour l'hygiène et les soins de la peau

INGREDIENTS

Aqua, Alcohol Denat., Sodium Laureth Sulfate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Dimethyl Urea, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Dibutyl Adipate, Disodium Cocoamphodiacetate, Sorbic Acid, Farnesol, Parfum, Potassium Hydroxide

PROPRIÉTÉS

- Il s'agit d'une mousse de toilette au pH acide, qui nettoie en profondeur. Son utilisation régulière contribue à éviter les affections cutanées infectieuses ou eczémateuses, ainsi que les escarres.

Wasa®-Mousse

- régénère la protection naturelle de la peau et convient à tous les types de peau,
- élimine les odeurs - désodorise,
- nettoie en douceur, même si elle est utilisée sans eau,
- dispense soins et protection: action regraissante et réhydratante,
- eau et distributeurs sont superflus; utilisation à tout moment et en tous lieux,
- ne pollue pas l'environnement pour les raisons suivantes:
 - ne contient pas d'aérosols,
 - tous ses composants sont bio-dégradables,
 - quantités de substances actives utilisées: minimum,
 - emballages facile à éliminer.

DOMAINES D'APPLICATION

- Pour le nettoyage des parties souillées (par ex. en cas d'incontinence, d'anus praeter etc.), mais également pour le lavage normal des mains et de la peau.
- Lorsque la peau ne supporte pas le savon, qu'elle est râche ou gercée.
- Pour les soins aux personnes affaiblies ou invalides; prévention des escarres.
- Pour les soins aux nourrissons et aux enfants.

MODE D'UTILISATION

Appliquer Wasa®-Mousse sur la surface de peau à nettoyer. La mousse agit au bout de quelques secondes, décollant les souillures. Essuyer avec une serviette à usage unique douce, humidifiée avec de l'eau ou non, puis sécher. Wasa®-Mousse peut être également utilisée avec de l'eau comme toute autre lotion nettoyante. Appliquer une crème de soins non grasse (par ex. Majola®-H5-Creme), s'il y a lieu.

CONDITIONNEMENT/UNITÉS D'ENVOI

18 x 200 ml flacon
2 x 5 litres bidon

Art.-Nr. 1835
Art.-Nr. 4825

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an.
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –
Nous vous rappellerons aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0
CH: 056 - 441 69 81



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin
Telefax 030 - 77 99 2-269, Info.-Telefon 0700LYSOFORM
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de



LYSOFORM
Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14