

Solid Pantastic Plus

Blockförmiges Handspülmittel



- Hochkonzentriertes Handspülmittel mit frischem Citrusduft
- Materialschonende Reinigung
- Sehr ergiebig durch Dosiertechnik



Solid Pantastic Plus

Blockförmiges Handspülmittel



Anwendungsbereich:

Solid Pantastic Plus ist ein Hochleistungsprodukt für die manuelle Geschirrrreinigung. Die hochwertigen Inhaltsstoffe sorgen für die rasche Fett- und Schmutzdurchdringung und die materialschonende, leichte Reinigung von Töpfen, Behältern und Utensilien. Solid Pantastic Plus ist sehr ergiebig und die Anwendungslösung verleiht einen frischen Citrusduft. Der Einsatz von blockförmigen hochkonzentrierten Solid-Produkten ermöglicht es, durch exakte Dosierungen und ohne Produktverschwendung, die Gesamtkosten des manuellen Geschirrspülens im Griff zu halten. Das Produkt lässt sich rückstandsfrei abspülen.

Anwendungsweise:

Solid Pantastic Plus wird über das Solid Pantastic Electromatic Dosiergerät dosiert. Den Produktbehälter öffnen und mit der Öffnung nach unten in das Dosiergerät einsetzen. Das Handspülbecken oder den Eimer mit handwarmen Wasser befüllen und den Knopf am Solid Pantastic Electromatic Dosiergerät drücken. Grobe Schmutzreste vom Geschirr entfernen. Bei hartnäckigen oder angekrusteten Speiserückständen das Spülgut kurz einweichen lassen und ggf. mit einer Bürste oder Schwamm reinigen. Anschließend mit klarem Wasser (Trinkwasser) abspülen.

Dosierung:

0,5 g/l

Physikalische Eigenschaften:

Farbe/Form: gelb/fest
Geruch: nach Zitrone
pH-Wert: 6,5 – 7,5 (1 %ig)

Umweltaspekte:

- Die Inhaltsstoffe entsprechen den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes. Die Tenside sind biologisch abbaubar gemäß OECD-Screeningtest.
- Die Produktverpackung besteht aus Polyethylen, das problemlos über die Wertstoffbehälter entsorgt und recycled werden kann.

Sicherheitshinweise:

Nur für den professionellen Gebrauch. Produkt nur im Dosiergerät anwenden! Nicht mit anderen Produkten mischen! Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Einzelverpackung beachten. Bei ordnungsgemäßer Verwendung ist Solid Pantastic Plus gem. GefStoffv. § 7 in Schutzstufe 1 einzustufen.

Lagerbedingungen:

Kapseln verschlossen lagern. Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern. Nur im Originalbehälter lagern. Bei 0 bis 40 °C lagern.

Verkaufseinheit:

4 x 2,5 kg Kapsel

SPL10

Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstr. 38-42
D-40589 Düsseldorf
Tel: 0049-(0)211-9893-0

Ecolab Deutschland GmbH
Geschäftsstelle Hanau
Canthalstr. 7
D-63450 Hanau
Tel: 0049-(0)6181-3600-266 bis -271

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Tel: 0043-1-715-2550

www.ecochexx-net.com