

Applikationshilfen

Zubehör für die Entnahme und Dosierung von Produkten



Dosierpumpen, Sprühköpfe, Kanisterschlüssel, Auslaufhähne, Ausgießer und Messbecher. Vielseitiges Zubehör für die sichere und wirtschaftliche Entnahme und Dosierung von Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegemitteln.



Applikationshilfen



Eine exakte Entnahme und Dosierung von Desinfektions-, Reinigungs- und Hautpflegemitteln wird erst mit dem Einsatz von Applikationshilfen erzielt. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Hygieneerfolg sowie zur Anwendersicherheit und Wirtschaftlichkeit von Produkten.

Eigenschaften

Im BODE Sortiment steht eine Vielzahl an Applikationshilfen zur Verfügung, die


- die Entnahme von Produkten erleichtern
- das Be- und Umfüllen aus größeren Gebinden ermöglichen
- eine hygienische Produktentnahme erlauben
- die Erstellung von Gebrauchslösungen ermöglichen
- Unter- und Überdosierung vermeiden helfen
- die Benetzung schwer zugänglicher Flächen erleichtern

Einsatzgebiete

Applikationshilfen von BODE finden Anwendung in der Hände- und Hautdesinfektion, -reinigung und -pflege sowie in der Flächen- und Instrumentendesinfektion und -reinigung.


BODE Sprühköpfe

BODE Sprühköpfe ermöglichen eine gleichmäßige Benetzung selbst schwer zugänglicher Areale. Die Applikationshilfen finden z. B. Einsatz beim flächigen Aufsprühen von Flächen-Desinfektionsmitteln wie Bacillo® AF, Bacillo® plus und Bacillo® 25 sowie zur präoperativen Anwendung von Cutasept® F, Cutasept® med F und Cutasept® G.



BODE Sprühköpfe stehen als Universalsprühkopf mit Überkopf-Anwendung sowie als Schaumsprühkopf zur Verfügung.


BODE Dosierpumpen/-aufsätze



BODE Dosierpumpen ermöglichen eine komfortable und gleichzeitig hygienische Entnahme von Produkten aus BODE Originalgebinden. Sie stehen in verschiedenen Ausführungen und für unterschiedliche Gebindegrößen zur Verfügung.

1000 ml-Dosierflasche


Die 1000 ml-Dosierflasche zum Befüllen aus Großgebinden ermöglicht eine exakte Dosierung und hohe Flexibilität. Sie wird bevorzugt in Bereichen eingesetzt, in denen aus Platzgründen Kleingebinde geführt werden und bietet zahlreiche Vorteile, wie eine integrierte Dosierkammer und Wiederbefüllbarkeit bei langer Lebensdauer. Eine preisgünstige Alternative zu Einmalgebinden, die gleichzeitig Müllkosten vermeidet.






Weitere Applikationshilfen

Eine Vielzahl kleiner Applikationshilfen sorgt für die präzise und saubere Entnahme, Dosierung und Applikation von Desinfektions- und Reinigungsmitteln. So kann mit geringen Mitteln ein Maximum an Anwendersicherheit und Wirtschaftlichkeit erzielt werden.




Kanisterschlüssel

zum mühelosen Öffnen von BODE Kanistern ohne großen Kraftaufwand




Messbecher

zur genauen Erstellung von Gebrauchslösung aus Konzentraten




Hubkolben-Fasspumpe

für das schnelle und mühelose Umfüllen von Produktkonzentraten aus großen 200 Liter-Fässern




Ausgießer

für die saubere und tropffreie Entnahme von Produkten aus 5 Liter-Kanistern



Auslaufhahn

für die saubere und tropffreie Entnahme von Produkten aus BODE Kanistern



BODE Handsprüher

für die gleichmäßige Benetzung von Flächen mit wässrigen und gebrauchsfertigen Desinfektionsmittellösungen

Applikationshilfen

BODE Sprühköpfe

BODE Universalsprühkopf	Liefer-Einheit	No.
für 500 ml- und 1000 ml-Flaschen	1 St.	815870

BODE Schaumsprühkopf	Liefer-Einheit	No.
für Bacillo® 25	1 St.	815880

BODE Dosierpumpen

Dosierpumpe	Liefer-Einheit	No.
für 350 und 500 ml-Flaschen	1 St.	975330
für 1000 ml-Flaschen	1 St.	975340

10 ml-Dosierpumpe	Liefer-Einheit	No.
für 2 Liter-Flaschen und 5 Liter-Kanister	1 St.	812660

20 ml-Dosierpumpe	Liefer-Einheit	No.
für 2 Liter-Flaschen und 5 Liter-Kanister	1 St.	812670

Dosieraufsatz	Liefer-Einheit	No.
für 1 Liter-Rundflasche	1 St.	810180

Weitere Applikationshilfen

Kanisterschlüssel	Liefer-Einheit	No.
für 2 Liter-Flaschen und 5 Liter-/10 Liter-Kanister	1 St.	882750
für 25 Liter-Kanister	1 St.	882850

Messbecher	Liefer-Einheit	No.
zur Erstellung von Gebrauchslösungen	1 St.	672700

Hubkolben-Fasspumpe	Liefer-Einheit	No.
zum Umfüllen von Produktkonzentrat aus 200 Liter-Fässern	1 St.	812620

Ausgießer	Liefer-Einheit	No.
für 5 Liter-Kanister	1 St.	815370

Auslaufhahn	Liefer-Einheit	No.
zur Produktkonzentrat-Entnahme aus 5 Liter-Kanistern	1 St.	882820
zur Produktkonzentrat-Entnahme aus 25 Liter-Kanistern	1 St.	672720

BODE Handsprühgerät	Liefer-Einheit	No.
für wässrige und gebrauchsfertige Desinfektionsmittel; Füllinhalt 1,25 Liter	1 St.	814170

1000 ml-Dosierflasche	Liefer-Einheit	No.
zur Befüllung aus Großgebinden	6 St.	815000